

## NemoStudio Family 2D

Requisitos técnicos mínimos recomendados para su ejecución

<b>Sistema Operativo</b>	<b>Mínimo:</b> Windows 7, 8.x, 10 en versión Professional y 32 bits. <b>Recomendado:</b> Windows 10 Professional 64 bits.
<b>Procesador</b>	<b>Mínimo:</b> Intel Core i3, i5. <b>Recomendado:</b> Intel Core i7 a 2.8Ghz.
<b>Memoria RAM</b>	<b>Mínimo:</b> 2 Gb. <b>Recomendado:</b> 4 Gb.
<b>Tarjeta Gráfica</b>	<b>Mínimo:</b> Tarjeta tipo GPU con 1 Gb mínimo de VRAM total dedicada. <b>Recomendado:</b> Tarjeta tipo GPU con 2GB VRAM dedicados (se recomienda NVIDIA ya que son las más testeadas).
<b>Espacio Disco</b>	<b>Entre 3 y 5 Gb</b> para la instalación del software. Se necesitará espacio adicional, según el volumen de los casos que se aborden.
<b>Configuración de Firewall</b>	Permitir acceso a Comunicación TCP/IP a los ejecutables NemoServer.exe y NemoStudio.exe
<b>Velocidad (wired or wireless)</b>	En Instalaciones en Red Local. <b>Mínimo 1 Gb.</b>
<b>Acceso a Internet</b>	Sí, obligatorio para el control de licencias.
<b>Mouse</b>	Se recomienda encarecidamente su uso con 3 botones y botón central tipo rueda.
<b>Ordenadores Apple Macbook, iMac</b>	<b>Bootcamp (Windows nativo)</b> para máximas prestaciones. <b>Máquina virtual ejecutando Windows.</b> Se recomienda utilizar Parallels. Es aconsejable configurar la máquina virtual con los requisitos de Windows indicados más arriba.